



10L

Distribuidores autorizados:



CONCENTRADOR DE OXÍGENO

Con nebulizador



Care My Health

GRUPO CORRALES, en colaboración con DBK- Droguería Daybreak Soluciones Integrales, ponen a su disposición el nuevo y eficiente:

CONCENTRADOR  
DE OXÍGENO MÉDICO  
**ANGEL - 10S**  
con Nebulizador



Fabricado con tecnología americana patentada y certificada interncionalmente, **Angel-10S con nebulizador** garantiza la producción constante y de manera ilimitada de oxígeno puro (**93% ±3%**) de hasta **10 litros por minuto**.

Distribuidores autorizados:



# CONCENTRADOR DE OXÍGENO MÉDICO ANGEL - 10S con Nebulizador

AngelBiss es la primera empresa del mundo en potenciar el nivel fluctuación en un concentrador de oxígeno, manteniéndolo controlado dentro del 0.1% en comparación con el promedio industrial que se eleva por encima del 0,6%.

Bajo nivel de fluctuación significan menores probabilidades de defecto en cada pieza conectada al equipo, lo que asegura su **perfecto funcionamiento y larga vida útil, 24 horas día, los 7 días de semana y más de 18,000 horas en total de suministro de oxígeno garantizando.**

<b>93% ± 3</b> Pureza de O2	<b>10 LPM</b> 10 litros por minuto	 Panel de control touch multifuncional	 Salida de oxígeno y nebulizador independiente	 18,000 horas de vida útil
 Tecnología Americana patentada	 Bloqueo para niños	 Resistente a altas temperaturas	 Funcional en lugares de gran altitud	 Temporizador



Aprobado y certificado:





# CARACTERÍSTICAS

El Concentrador de Oxígeno Angel-10S, además de contar con la tecnología antes mencionada, tiene las siguientes características:

- ✓ Pureza de oxígeno del 93% ± 3%.
- ✓ Fluctuación de pureza de salida de oxígeno controlada dentro del 0.1%. (El número uno del mundo).
- ✓ El mejor panel de control Touch LED grande de 6' con todos los datos para operar unidades multifuncionales.
- ✓ Visualizador de porcentaje de pureza de oxígeno.
- ✓ Salida de oxígeno independiente.
- ✓ Salida de nebulizador independiente.
- ✓ Contador de horas de funcionamiento del equipo.
- ✓ Temporizador.
- ✓ Deshumidificador molecular automático.
- ✓ Configuración de bloqueo para niños.
- ✓ Resistente a altas temperaturas (45 °C).
- ✓ Funcional en lugares de gran altitud (4,417 msnm).
- ✓ 18,000 horas de vida útil del equipo.
- ✓ 2 años de garantía de fábrica.

## INCLUYE

- ✓ 1 Set de Concentrador de Oxígeno
- ✓ 1 Botella humidificadora
- ✓ 1 Tubo de salida
- ✓ 1 Cánula
- ✓ 1 Kit Nebulizador
- ✓ 1 Manual de uso y funciones

## CERTIFICACIONES

- ✓ Tecnología Americana única (USA Technology Patent 20711652.7)
- ✓ ISO 13485:2016 (Dispositivos Médicos)
- ✓ CE (Certificación Europea)
- ✓ IEC 60601 (Equipos Eléctricos Médicos) con reporte de Laboratorio TÜV SÜD
- ✓ Permiso de DIGEMID

# BENEFICIOS Y DIFERENCIAS



- ✓ Oxígeno Ilimitado 24/7.
- ✓ No necesita recargas
- ✓ Un equipo puede tratar a un paciente permanentemente.
- ✓ El paciente recibirá tratamiento seguro y sin interrupciones.
- ✓ De fácil transportación
- ✓ Costo efectivo, un solo pago por el equipo.
- ✓ Seguro y fácil de usar
- ✓ Salida de nebulizador Independiente

- ✗ Oxígeno Limitado según capacidad del balón.
- ✗ Requiere recargas constantes.
- ✗ Requiere 2 o más balones para poder atender a un paciente.
- ✗ Deberá salir para hacer recargas y exponerse a posibles contagios.
- ✗ Voluminosos y pesado, difícil de transportar.
- ✗ Cada recarga y transporte a la planta de oxígeno elevan el costo.
- ✗ Riesgo de Inflamabilidad
- ✗ Es necesario adicionar un adaptador para nebulizar a un paciente



## PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO EN ALTITUD A 4,417 msnm.

En septiembre de 2019, el equipo de AngelBiss realizó pruebas de funcionamiento de sus equipos durante tres días en una montaña del Tíbet a 15,000 pies (4,417 msnm), a esta altitud, los concentradores de oxígeno continuaron trabajando y manteniendo 93% de pureza de oxígeno. **Las pruebas fueron realizadas una y otra vez para demostrar que los concentradores de oxígeno AngelBiss pueden funcionar normalmente en países y regiones con gran altitud.**




# FICHA TÉCNICA

<b>Modelo</b>	ANGEL-10S	<b>Alarma</b>	Sí
<b>Flujo de oxígeno máximo</b>	10L/min	<b>Visualización digital de % de O2</b>	Sí
<b>Pureza de oxígeno</b>	93% ± 3%	<b>Certificaciones</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ ISO 13485:2016 (Dispositivos Médicos)</li><li>✓ CE (Certificación Europea)</li><li>✓ IEC 60601 (Equipos Electro Médicos) con reporte de laboratorio TÜV SÜD</li><li>✓ Tecnología Americana Patentada USA Technology Patent N° 20711652.7</li></ul>
<b>Voltaje</b>	AC 220-240V		
<b>Watts</b>	750W		
<b>Presión de salida de oxígeno</b>	≤0.7bar		
<b>Ruido</b>	<55db (A)		
<b>Temporizador</b>	Sí		
<b>Nebulizador</b>	Sí		

MAPA DEL SISTEMA	FUNCIONES	ESPECIFICACIONES
<b>Sistema de conducción de oxígeno</b>	Flujo de Oxígeno Concentración de Oxígeno Presión de Salida de Oxígeno Visualización del Número de oxígeno	10 Litros por minuto 93% ± 3% 0.4 - 0.7bar Sí
<b>Sistema de Visualización de Pantalla</b>	Material de Exhibición  ¿Qué se muestra en el panel?	Todo por Luces LED  Luz "Oxígeno" encendida Luz "Nebulizar" encendida Luz de "Porcentaje de pureza" encendida Luz "Cada tiempo de funcionamiento" encendida Luz de "tiempo acumulado" encendida "Minutos de ajuste del temporizador"
<b>Sistema Operativo</b>	Panel operativo Oxígeno Nebulizador Temporizador "+" y "-"	E-Touch Empezar a producir Oxígeno Empezar a ejecutar el Nebulizador Configuración de 0 a 3 horas (15 min de aumento o disminución)
<b>Sistema de Seguridad</b>	Alarma de Oxígeno Bajo Alarma de Protección de Presión de oxígeno Alarma de Presión Defectuosa Alarma de apagado Alarma de compresor averiado Protección en caso de Sobrecalentamiento	Sí Sí Sí Sí Sí Sí
<b>Detalles de Empaque</b>	Tamaño del cuerpo de la máquina Tamaño del cartón Peso bruto por caja Peso neto por unidad	570*400*650mm 710*460*800mm 53 Kg 42 Kg

# CERTIFICACIONES

## CE (Certificación Europea)

Benannt durch/Designated by  
Zentralstelle der Länder  
für Gesundheitsfragen  
bei Arzneimittel und  
Medizinprodukten  
ZLG-BS-244.10.08

### EC Certificate

Production Quality Assurance System  
Directive 93/42/EEC on Medical Devices (MDD), Annex V  
(Devices in Class IIa, IIb or III)  
**No. G2 103610 0003 Rev. 00**

**Manufacturer:** AngelBiss Medical Technology Co., Ltd.  
R2, No. 106, Shuanghe Road, Dianshanhu Town  
215345 Kunshan, Jiangsu  
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

**Facility(ies):** AngelBiss Medical Technology Co., Ltd.  
R2, No. 106, Shuanghe Road, Dianshanhu Town, 215345  
Kunshan, Jiangsu, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA


**Product Category(ies):** Oxygen Concentrator, Medical Suction  
Machine

The Certification Body of TÜV SÜD Product Service GmbH declares that the aforementioned manufacturer has implemented a quality assurance system for manufacture and final inspection of the respective devices / device categories in accordance with MDD Annex V. This quality assurance system conforms to the requirements of this Directive and is subject to periodical surveillance. For marketing of class IIb and III devices an additional Annex III certificate is mandatory. See also notes overleaf.


**Report No.:** SH19140301

**Valid from:** 2019-12-23  
**Valid until:** 2024-05-26

**Date,** 2019-12-23

  
 Christoph Dicks  
 Head of Certification/Notified Body

Page 1 of 1  
TÜV SÜD Product Service GmbH is Notified Body with identification no. 0123



TÜV SÜD Product Service GmbH • Certification Body • Ridlerstraße 65 • 80339 Munich • Germany

## ISO 13485:2016 (Dispositivos Médicos)





Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-2411321-01-00

### Certificate

No. Q6 103610 0001 Rev. 00

**Holder of Certificate:** AngelBiss Medical Technology Co., Ltd.  
R2, No. 106, Shuanghe Road, Dianshanhu Town  
215345 Kunshan, Jiangsu  
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

**Facility(ies):** AngelBiss Medical Technology Co., Ltd.  
R2, No. 106, Shuanghe Road, Dianshanhu Town, 215345  
Kunshan, Jiangsu, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

**Certification Mark:**



**Scope of Certificate:** Production and Distribution of  
Oxygen Concentrator, Medical  
Suction Machine

**Applied Standard(s):** EN ISO 13485:2016  
Medical devices - Quality management systems -  
Requirements for regulatory purposes  
(ISO 13485:2016)  
DIN EN ISO 13485:2016

The Certification Body of TÜV SÜD Product Service GmbH certifies that the company mentioned above has established and is maintaining a quality management system (excluding subclause 7.3), which meets the requirements of the listed standard(s). See also notes overleaf.

**Report No.:** SH19140301

**Valid from:** 2019-12-20  
**Valid until:** 2022-12-19

**Date,** 2019-12-20

  
 Christoph Dicks  
 Head of Certification/Notified Body

Page 1 of 1  
TÜV SÜD Product Service GmbH • Certification Body • Ridlerstraße 65 • 80339 Munich • Germany



TÜV SÜD Product Service GmbH • Certification Body • Ridlerstraße 65 • 80339 Munich • Germany



# CERTIFICACIONES

IEC 60601 (Equipos Electro Médicos)  
Reporte de laboratorio TÜV SÜD

<p><b>TÜV SÜD China</b> TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd. 10 Huaxia Road(m), Dongting, Wuxi, Jiangsu, P.R.China PC-214190 Tel: +86 510 88203737 Fax: +86 510 88203636</p>  <p>Product Service</p>	
<p><b>TEST REPORT</b> <b>IEC 60601-1-2</b> <b>Medical Electrical Equipment</b> <b>PART 1-2: General Requirements for Basic Safety and Essential Performance</b> <b>Collateral Standard: Electromagnetic Disturbances Requirements and Tests</b></p>	
Report Number.....	7019818140301-12-0
Date of issue .....	Aug.22, 2019
Total number of pages.....	78
Name of Testing Laboratory preparing the Report.....	TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd.
Applicant's name .....	AngleBiss Medical Technology Co., Ltd.
Address .....	R2, No.106, Shuanghe Road, Dianshanhu Town, 215345, Kunshan, Jiangsu, China
Test specification:	
Standard .....	IEC 60601-1-2: 2014 (Edition 4.0)
Non-standard test method.....	N/A
Test Report Form No. ....	IEC60601_1_2DEMC
Test Report Form(s) Originator .....	UL
Master TRF .....	Dated 2014-12
<p>Copyright © 2014 IEC System of Conformity Assessment Schemes for Electrotechnical Equipment and Components (IECEE System). All rights reserved.</p> <p>TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd. reports apply only to the specific samples tested under stated test conditions. Construction of the actual test samples has been documented. It is the manufacturer's responsibility to assure that additional production units of this model are manufactured with identical electrical and mechanical components. The manufacturer/importer is responsible to the Competent Authorities in Europe for any modifications made to the production units which result in non-compliance to the relevant regulations. TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd. shall have no liability for any deductions, inferences or generalizations drawn by the client or others from TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd. issued reports.</p> <p>This report is the confidential property of the client.</p>	
<p><b>General disclaimer:</b></p> <p>The test results presented in this report relate only to the object tested. As a mutual protection to our clients, the public and ourselves, extracts from the test report shall not be reproduced except in full without our written approval. The authenticity of this Test Report and its contents can be verified by contacting the NCB, responsible for this Test Report.</p>	

Tecnología Americana Patentada  
USA Technology Patent N° 20711652.7

## USA Technology

Patent N° 20711652.7

**10L Oxygen Concentrator**

**Model: ANGEL-10S**

**Power: AC 220V/60Hz 780 W**



**USA TECHNOLOGY**



**AngelBiss Medical Technology Co.,Ltd**

[www.angelbisscare.com](http://www.angelbisscare.com)



2020.08



X2008190019



**International Holding Corp. GmbH**

**Eiffestrasse 80**

**20537 Hamburg, Germany**



# CERTIFICACIONES



Care My Health

## Declaración de Conformidad

Oxygen concentrator		Prepared by	Huang jiangfeng
		Checked by	Shao feng
Doc. No.	AB/CE01-02	Approved by	Li zhanli
Effective date	2019.07.12	Ver. A/0	Page No. 1

### Declaration of Conformity

Manufacturer: AngelBiss Medical Technology Co.,Ltd.  
R2, No.106,Shuanghe Road, Dianshanhu Town, Kunshan 215345, Jiangsu Province, P.R.China.

European Representative: Name: Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)  
Address : Eiffelstrasse 80, 20537 Hamburg, Germany  
Tel : 0049-40-2513175  
Fax: 0049-40-255726

Product Name: Oxygen concentrator  
Model Number: ANGELSS, ANGELSA, ANGELSS, ANGEL3A

UMDN Code: 12873  
MD Code: 1102  
Classification (MDD, Annex IX): **Ila, Rule 11**  
Conformity Assessment Route: Annex V (Production quality assurance)

We herewith declare that the above mentioned products meet the transposition into national law, the provisions of the following EC Council Directives and Standards. All supporting documentations are retained under the premises of the manufacturer. This declaration of conformity is in our sole responsibility, we are exclusively responsible for the DoC.

General applicable directives:  
Medical Device Directive: COUNCIL DIRECTIVE 93/42/EEC(amendment 2007/47/EC).

Notified Body: TÜV SÜD Product Service GmbH, Ridlerstr. 65, 80339 München, Germany.  
NB Identification number: 0123

(EC) Certificate(s):  
Expire date of the Certificate:  
Start of CE Marking:  
Place, Date of Issue:

Signature:   
Name: Li Zhanli  
Position: General Manager

## Distribuido Autorizado



AngelBiss Medical Technology Co.,Ltd  
Add: No.106, Shuanghe Rd, Dianshanhu Town, Kunshan,215345  
Jiangsu, China  
Tel: +86 51257395576 Fax: +86 21-69213653  
Email: bisf@angelbisscare.com Web: www.angelbisscare.com

### CERTIFICATE OF AUTHORIZED DISTRIBUTOR

This is to certify that:  
**GRUPO CORRALES SRL – RUC 20455743185**  
Is our Authorized Distributor.

#### ANGELBISS MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD

Has found them very professional and would like to inform you that they are authorized to sell our brand **AngelBiss** including Oxygen Concentrators and other medical devices in Perú.

We are happy to work with GRUPO CORRALES SRL and look forward growing our business in the field.

This certificate is valid for one year from the date of its issuance.



Company Stamp and signature  
of authorized personnel  
Date 2020.08.26



# PREGUNTAS FRECUENTES

## ¿Qué es un Concentrador de Oxígeno?

Conocido también como generador de oxígeno, este equipo permite la concentración de oxígeno a partir del ingreso de aire natural dando inicio al proceso de separación y eliminación del nitrógeno para así obtener **Oxígeno puro** para ser suministrado al paciente.

El Concentrador de Oxígeno **AngelBiss de 10 litros** puede ser usado en hospitales como en casa y de manera individual, es decir, un equipo por paciente.

Elaborado con Tecnología electrónica Americana patentada, este concentrador produce oxígeno con el **93% ± 3% de pureza** cada 10 litros por minuto, convirtiendolo en una fuente inagotable de oxígeno medicinal del **90-96% de calidad**.

## ¿Quiénes necesitan este equipo?

Recomendado para pacientes con **EPOC** (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica) como usuarios previstos, el concentrador de oxígeno también puede ser útil en el tratamiento de enfermedades como: Hipoxia, fibrosis quística, asma, fibrosis pulmonar, enfisema, enfermedad cardiaca pulmonar, etc.

En el tratamiento con oxígeno para pacientes con **COVID-19 leve o complejo, puede mejorar el estado hipóxico** y aliviar la disnea.

Aquellas personas con niveles bajos de oxígeno en la sangre también pueden beneficiarse con el uso de este concentrador.

## Evidencia Clínica

Estudios clínicos han documentado que los concentradores de oxígeno son terapéuticamente equivalentes a otros tipos de sistemas de suministro de oxígeno ya que el modo de uso es a través de una cánula nasal, mascarilla u otros métodos válidos.

Sistemas reguladores internacionales de estándares de calidad como ISO13485, CE y EN ISO80601-2-69 certifican el correcto funcionamiento y alto rendimiento de los concentradores AngelBiss.

## ¿Por qué es mejor el Concentrador de Oxígeno que el balón de oxígeno convencional?



### Oxígeno puro constante

A diferencia del balón de oxígeno, el concentrador de oxígeno siempre entregará oxígeno de alta pureza con solo conectarlo a una toma de suministro eléctrico pudiendo rendir durante 24 horas al día, 7 días a la semana por más de 18,000 horas continuas.



### Ahorro económico

El concentrador de oxígeno no necesita ser remplazado por otro ni recargado regularmente, lo cual representa un significativo ahorro económico y la tranquilidad de saber que un paciente podrá recibir tratamiento sin interrupciones.



### Mobilidad y almacenamiento seguro

El concentrador de oxígeno es liviano y de fácil transportación gracias a sus asas superiores y ruedas que permiten la movilidad del paciente.

Por otro lado, los balones de oxígeno voluminosos y pesados representan un constante riesgo de inflamabilidad de no tomarse las medidas de seguridad necesarias.



# PEDIDOS Y VENTAS

 958338199 – 958127937

[ventas@grupocorrales.com](mailto:ventas@grupocorrales.com)

Oficina: Urb. La Marina B3 Cayma,  
Arequipa Perú

Teléfono: (54) 275643

#Siempre entregamos más de lo que esperas.